

WIE SIE EINEM BETROFFENEN MIT PLÖTZLICHEM HERZ-KREISLAUFSTILLSTAND HELFEN KÖNNEN

Ein plötzlicher Herz-Kreislaufstillstand kann jederzeit und überall auftreten. Dabei hört das Herz plötzlich auf richtig zu schlagen. Das Opfer hat die besten Überlebenschancen mit sofortiger Reanimation und einem Helfer mit AED.

Keine Panik. Sie können helfen.



WIE SIE HELFEN KÖNNEN

Lebensrettende CPR – 2020 AHA-Leitlinien

Überprüfen,
ob Gefahr besteht

Bewusstsein
prüfen

Hilfe rufen
Notruf 144

Atmung prüfen

Start der Wiederbelebung

Defibrillator (AED) so schnell wie
möglich anbringen und den
Anweisungen folgen

WIE ZOLL HELFEN KANN

ZOLL AED Plus® mit Real CPR Help®



Bewusstsein prüfen
„Geht es Ihnen gut?“



Hilfe rufen
Notruf 144 veranlassen



Defi-Elektroden auf entblösste
Patientenbrust kleben.



„Patient nicht berühren,
Analyse läuft“



Falls Schock erforderlich:
„Blinkende Schocktaste drücken“



Falls kein Schock empfohlen wird
oder nachdem der Schock
abgegeben wurde „Mit
Wiederbelebung beginnen“



Nicht alle AEDs sind gleich. ZOLL AEDs bieten Unterstützung beim gesamten Wiederbelebungsprozess mit Anleitungen in Echtzeit und Feedback zur Kompressionsfrequenz und -tiefe. Mit dieser Hilfe können Ersthelfer die bestmögliche CPR leisten, um die Überlebenschancen des Betroffenen zu verbessern.